

## Opskrift på Gelatine-blokke til UL anvendelse

### Grundopløsning:

15-20 % Gelatineopløsning, eksempelvis:

150 mg Gelatine

850 mg vand (kogt eller tp. > 60°)

Atamon eller Rodalon – dosis er angivet på emballagen.

Ønskes fiberstruktur kan kosttilskuddet ”HUSK” (Husk®fibre) blandes i.

Opløsningen piskes med elektrisk pisker evt. med ”kødkroge”. Det er lidt besværligt at undgå klumper i opløsningen, men prøv at opløse så meget som muligt.

Skummet indeholder luft som der ikke kan skannes igennem. Fjernes med en almindelig spiseske, mindre si eller lignende.

Lange og tynde, hudfarvede balloner fyldes med vand eller gelatineopløsning og spændes ud i en plastbakke af passende størrelse med træ-klemmer (er ikke så glatte som plastikklemmer) i en afstand fra bunden af bakken på ca. 1 cm.

Husk at undgå luft i ballonerne!

Omkring ballonerne fyldes plastbakken med gelatineopløsningen således, at ballonerne har en afstand af ca. 1 cm fra bunden og 1 cm fra overfladen af gelatinen.

Opløsningen størkner efterhånden som temperaturen falder. Størkningsprocessen kan accelereres ved placering i køleskab.

### ”Hud”:

Den samme gelatineopløsning tilsat:

Lidt mel – gør opløsningen lidt tykkere og uigennemsigtig – I princippet ”en sovs vor mor ville være stolt af”.

Lidt frugtfarve for at gøre opløsningen yderligere uigennemsigtig.

Husk at fjerne skummet! Det er lettere at gøre inden:

Opløsningen hældes i en plastbakke og størkner efterhånden som temperaturen falder.

Huden anvendes ved at placere den over gelatineblokkene indeholdende balloner.

Der skal anvendes gel ved UL-skanningen.

### Praktiske forhold:

Blokkene går hurtigt til ved almindelig stuetemperatur. Derfor opbevares de færdige blokke incl. ”hud” køligt

– i køleskab i de perioder de anvendes og

- i fryser hvis de ikke anvendes regelmæssigt.

Når blokkene er tilpas ”gennemstukne” kan de ”repareres” ved at opvarme dem i mikrobølgeovn og efterfølgende lade dem størkne i formene med balloner - ved stuetemperatur eller i køleskab.

### Forslag til hvor produkterne kan findes:

- Gelatine-pulver: I en del varehuse. Har fundet plastbeholdere indeholdende 500 gram i ~~Metro~~ INGO.
- HUSK®fibre Kosttilskud som giver fiberstruktur. Kan findes på [www.huskfibre.dk](http://www.huskfibre.dk)
- Balloner: [www.pegani.dk](http://www.pegani.dk), bestil latexfarvede spagettiballoner, varenr. 43915Q  
Kr. 85,- per pose indeholdende 100 stk.  
Adressen på Pegani:  
Østerhåbsvej 85A, 8700 Horsens. Tlf. 7562 0217.  
Kundeservice: [tryl@pegani.dk](mailto:tryl@pegani.dk)
- Plasbakker: Har været særdeles vanskeligt at finde nogle egnede.  
1. Alufoliebakker har den ulempe at de ikke kan gå i mikrobølgeovnen uden at blive meget varme.  
2. Har fundet ud af, at hjerte-, thoraxkirurgisk afdeling her i Aalborg har nogle plastbakker 22 x 12 x 5 cm (længde x bredde x dybde) som jeg mener, er særdeles anvendelige. Dem har jeg fået dem til at samle sammen så de kan fordeles til jer alle. Det bliver nok til mødet i september.  
3. Til "hud" har vi nogle tilsvarende bakker, men med en dybde på kun 2,5 cm – dem samler vi også sammen.